

Anticuerpo Policlonal Anti-Mecp2 Para Wb, Elisa - P51608

Número de artículo: CM0027033



Introducción

Anticuerpo Policlonal Anti-MECP2 de Conejo (P51608) validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de biología de la cromatina, metilación del ADN y trastornos del neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MECP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
Especie	Humano
GeneID (humano)	4204
GeneID	4204
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 387-486 de MECP2 humano (NP_004983.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51608
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo