

Anticuerpo Policlonal Anti-Med20 Para Wb, Elisa - Q9H944

Número de artículo: CM0023537



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la MED20 humana, una subunidad del complejo Mediator crucial para la transcripción de la ARN polimerasa II. Adecuado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MED20 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SRB2; TRFP; PRO0213; MED20
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9477
GeneID	9477
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-212 de la MED20 humana (NP_004266.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H944
Peso Molecular de la Proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo