

Anticuerpo Policlonal Anti-Med4 Para Wb, Elisa - Q9Npj6

Número de artículo: CM0026071



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MED4 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. MED4 es una subunidad del complejo Mediador, que conecta proteínas reguladoras y la ARN polimerasa II para la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MED4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARC36; VDRIP; DRIP36; TRAP36; HSPC126; MED4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29079
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de MED4 humano (NP_054885.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NPJ6
Peso Molecular	30kDa
Envío	Bolsa de hielo