

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Mest Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q5Eb52

Número de artículo: CM0025254

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra MEST (PEG1) humano, apto para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Útil para el estudio de la neurogénesis y la diferenciación adipogénica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MEST Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PEG1; MEST
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4232
GeneID	4232
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 146-335 de MEST humano (NP_002393.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5EB52
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo