

Anticuerpo Policlonal Anti-Mettl13 Para Wb, Elisa - Q8N6R0

Número de artículo: CM0030870



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra METTL13 humano, validado para WB y ELISA. Detecta METTL13 en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para el estudio de la metilación de eEF1A y la regulación traduccional. Peso proteico ~79kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	METTL13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	feat; DFNM1; CGI-01; DFNB26; DFNB26M; KIAA0859; EEF1AKNMT; 5630401D24Rik; METTL13
Especie	Humana
GeneID (Humano)	51603
GeneID	51603
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 540-699 de METTL13 humano (NP_057019.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N6R0
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo