

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mfge8 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q08431

Número de artículo: CM0017758

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-MFGE8 validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA, reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Para investigación de apoptosis, angiogénesis, cicatrización de la mucosa e interacción de gametos. Inmunógeno: aa 1-200; ~43 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MFGE8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BA46; HMFG; MFGM; SED1; hP47; EDIL1; MFG-E8; SPAG10; OAcGD3S; HsT19888; MFGE8
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4240
ID de Gen	4240
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del MFGE8 humano (NP_005919.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08431
Peso Proteico	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo