

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mfi2 (Melanotransferrina) Para Wb, If/Icc, Elisa - P08582

Número de artículo: CM0027107



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MFI2 humano (melanotransferrina, CD228). Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para investigación en transporte de hierro y melanoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MFI2
Observaciones/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4241
GeneID	4241
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-200 de MFI2 humano (NP_201573.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08582
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo