


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mgmt Para Wb, Elisa - P16455

Número de artículo: CM0002305



Introducción

El mAb de conejo MGMT es un anticuerpo monoclonal de conejo específico contra la O-6-metilguanina-ADN metiltransferasa humana, validado para Western blot y ELISA. Ideal para la investigación de reparación del ADN y daño por alquilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MGMT
Observaciones/Alias	MGMT; O-6-metilguanina-ADN metiltransferasa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4255
GeneID	4255
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 108-207 del MGMT humano (NP_002403.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16455
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo