


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmachc Para Wb, Elisa - Q9Y4U1

Número de artículo: CM0017560



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MMACHC humano (cbIC), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para estudios del metabolismo de la cobalamina y vías de metilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MMACHC Conejo pAb
Observaciones/Alias	cbIC; MMACHC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25974
GeneID	25974
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 63-282 de MMACHC humano (NP_056321.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4U1
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo