


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mmp2 Para Wb Y Elisa - P08253

Número de artículo: CM0002812



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-MMP2 validado para Western blot y ELISA, que reacciona con la MMP-2 humana, de ratón y de rata, una metaloproteinasa secretada implicada en la angiogénesis y la invasión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb MMP2 de conejo
Observaciones/Alias	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Especie	Humana
ID genético (Humano)	4313
ID genético	4313
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 de la MMP2 humana (P08253).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08253
Peso de la proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo