


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mmut Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22033

Número de artículo: CM0012352



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-MMUT de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la función de la mutasa metilmalonil-CoA en investigación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MMUT Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MCM; MUT; MMUT
Especie	Humano
GeneID	4594
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del MMUT humano (P22033).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22033
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo