

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mnat1 Para Wb, Ip, Elisa - P51948

Número de artículo: CM0019080



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el MNAT1 humano (factor de ensamblaje MAT1/CDK7), adecuado para WB, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Para investigación de regulación del ciclo celular y transcripción. Peso proteico 36 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MNAT1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MAT1; TFB3; CAP35; RNF66; MNAT1
Especie	Humano
ID del Gen	4331
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-309 del MNAT1 humano (NP_002422.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P51948
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo