


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mob1A/B Para Wb, Elisa - Q9H8S9 / Q7L9L4

Número de artículo: CM0004902



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra MOB1A/B humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización Hippo y el cáncer. Suministro integral desde CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MOB1A/B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MOB1; MATS1; Mob4B; C2orf6; MOBK1B; MABKL1B; MOBKL1B; MOB1A/B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55233/92597
GeneID	55233/92597
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MOB1A/B humano (NP_060691.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H8S9 / Q7L9L4
Peso Proteico	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo