

Anticuerpo Monoclonal Anti-Moesina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P26038

Número de artículo: CM0009165



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la moesina humana, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para el estudio de proteínas de la familia ERM, la organización de la corteza celular y la señalización inmune. UniProt P26038.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Moesina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HEL70; IMD50; Moesina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4478
ID de Gen	4478
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de MSN humana (P26038).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26038
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo