

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mogs Para Wb Y Elisa - Q13724

Número de artículo: CM0013273

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo detecta MOGS humana (manosil-oligosacárido glucosidasa, DER7/GCS1), ~92kDa, para WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Excelente para investigación de degradación de N-glicanos - Q13724.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MOGS Rabbit pAb
Notas/Alias	DER7; GCS1; CDG2B; CWH41; MOGS
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	7841
ID del gen	7841
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-320 de la MOGS humana (NP_006293.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13724
Peso molecular de la proteína	92kDa
Envío	Bolsa de hielo