

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Monoamino Oxidasa A (Maoa) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21397

Número de artículo: CM0009662



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la monoamino oxidasa A (MAOA) humana, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de neurotransmisores y la función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-monoamino oxidasa A (MAOA)
Observaciones/Alias	BRNRS; MAO-A; Monoamino oxidasa A (MAOA)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4128
GeneID	4128
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 428-527 de la monoamino oxidasa A (MAOA) humana (P21397).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P21397
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo