

Anticuerpo Policlonal Anti-Morf4L2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15014

Número de artículo: CM0028878

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a MORF4L2 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el complejo NuA4, la regulación de la cromatina y las vías de reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MORF4L2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRGX, MORFL2, MORF4L2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9643
ID del Gen	9643
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-282 de MORF4L2 humana (NP_001135890.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15014
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo