


Anticuerpo Policlonal Anti-Mpc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095563

Número de artículo: CM0020155



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MPC2 (alias BRP44, SLC54A2) para WB, IHC-P, ELISA. El transportador mitocondrial de piruvato 2 media la captación de piruvato, equilibrando la glucólisis y la fosforilación oxidativa. Presenta reacción cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MPC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BRP44; SLC54A2; MPC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25874
GeneID	25874
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-60 de la proteína MPC2 humana (NP_056230.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reacción Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	095563
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo