

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mpp6 Para Wb Y Elisa - Q9Nzw5

Número de artículo: CM0014335

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a MPP6 (PALS2, VAM1) para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Proteína de membrana de 61kDa implicada en la formación de armazones en uniones celulares. Ideal para investigación en neurociencia y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MPP6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MPP6; VAM1; p55T; VAM-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51678
GeneID	51678
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-420 de la MPP6 humana (NP_057531.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZW5
Peso de la proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo