


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrp2/Abcc2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92887

Número de artículo: CM0027080



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra MRP2/ABCC2 humano. Validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudiar la resistencia a múltiples fármacos y el transporte hepatobiliar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MRP2/ABCC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DJS; MRP2; cMRP; ABC30; CMOAT; MRP2/ABCC2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1244
ID del gen	1244
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-315 de MRP2/ABCC2 humano (NP_000383.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92887
Peso molecular de la proteína	174kDa
Envío	Bolsa de hielo