

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrp3 Para If-P, Elisa - O15438

Número de artículo: CM0019020



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MRP3 de alta calidad, validado para IF-P y ELISA. Detecta la MRP3 humana (ABCC3, 169 kDa), un transportador ABC implicado en la resistencia a múltiples fármacos, el transporte de ácidos biliares y la exportación hepatocelular. Ideal para investigación de hígado y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MRP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MLP2, MRP3, ABC31, MOAT-D, cMOAT2, EST90757, ABCC3
Especie	Humana
ID del gen	8714
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 855-954 de la MRP3 humana (NP_003777.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O15438
Peso molecular de la proteína	169kDa
Envío	Bolsa de hielo