


Anticuerpo Policlonal Anti-Mrpl20 Para Wb Y Elisa - Q9Byc9

Número de artículo: CM0021619



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-MRPL20 validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la estructura del ribosoma mitocondrial y la síntesis de proteínas. SWISS: Q9BYC9.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] MRPL20 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L20mt; bL20m; MRP-L20; MRPL20
Especie	Humano
ID del gen	55052 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-149 de MRPL20 humano (NP_060441.2)
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BYC9
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo