


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrpl28 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13084

Número de artículo: CM0028710



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MRPL28 de alta calidad validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA en muestras humanas y de rata. Ideal para estudios de ribosomas mitocondriales y antígenos asociados a melanoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	MRPL28 Rabbit pAb
Notas/Alias	p15; MAAT1; MRPL28
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10573
GeneID	10573
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-256 de la MRPL28 humana (NP_006419.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q13084
Peso molecular	30kDa
Envío	Bolsa de hielo