


Anticuerpo Policlonal Anti-Mrpl40 Para Wb, Elisa - Q9Nq50

Número de artículo: CM0021409



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MRPL40 humano (mL40, proteína L40 ribosómica mitocondrial). Adecuado para WB y ELISA. Detecta MRPL40 endógeno a ~24 kDa. Validado en muestras humanas para investigación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MRPL40 Rabbit pAb
Observaciones/alias	URIM; L40mt; NLVCF; MRPL22; MRP-L22; MRP-L40; MRPL40
Especie	Humana
GeneID (humano)	64976
GeneID	64976
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-206 de MRPL40 humano (NP_003767.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9NQ50
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo