


Anticuerpo Policlonal Anti-Mrpl55 Para Wb, Elisa - Q7Z7F7

Número de artículo: CM0019525



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MRPL55 humana, una proteína ribosomal mitocondrial. Validado para WB y ELISA, ideal para el estudio de la traducción mitocondrial y la síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MRPL55 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L55nt; MRP-L55; AAVG5835; PRO19675; MRPL55
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	128308
ID de gen	128308
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-128 de MRPL55 humana (NP_001308213.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q7Z7F7
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo