


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps31 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92665

Número de artículo: CM0016539



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína ribosómica mitocondrial MRPS31 (S31mt, MRP-S31). Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA en muestras humanas y de rata. Detecta una banda a ~45 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPS31 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	S31mt; IMOGN38; MRP-S31; MRPS31
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	10240
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 66-395 de MRPS31 humano (NP_005821.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q92665
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo