

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Msh4 Para Wb Y Elisa - O15457

Número de artículo: CM0025133

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo MSH4 para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. MSH4 es esencial para la recombinación meiótica y la segregación cromosómica, lo que lo convierte en una herramienta de investigación clave para estudios de meiosis y fertilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MSH4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ASG; POF20; SPGF2; MSH4
Especie	Humano
ID del Gen	4438
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 697-936 de MSH4 humano (NP_002431.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O15457
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo