


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mt-Cyb Para Wb Y Elisa - P00158

Número de artículo: CM0025409



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MT-CYB (Citocromo b) de ratón, validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para investigación de la cadena respiratoria mitocondrial y la fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MT-CYB
Observaciones/Alias	CYTB; MT-CYB
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4519
GeneID	17711
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 3-103 del MT-CYB de ratón (NP_904340.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00158
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo