

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mt2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02795

Número de artículo: CM0020420



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la MT2A humana (Metalotioneína-2A), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en homeostasis de metales y detoxificación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MT2A Rabbit pAb
Notas / Alias	MT2, MT-2, MT-II, MT2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4502
GeneID	4502
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-61 de la MT2A humana (NP_005944.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02795
Peso de la proteína	6 kDa
Envío	Bolsa de hielo