

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mterfd3 Para Wb, Elisa - Q49Am1

Número de artículo: CM0027253

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MTERFD3 (mTERFL) humano, apto para transferencia Western y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de transcripción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MTERFD3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	mTERFL; MTERFD3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80298
GeneID	80298
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la MTERFD3 humana (NP_079474.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q49AM1
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo