


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mth1 Para Wb, Elisa - P36639

Número de artículo: CM0008124



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra MTH1 (NUDT1) humano, validado para WB y ELISA. Detecta la hidrolasa de nucleósido trifosfato de purina oxidada, un sanitizador clave de los grupos de nucleótidos, con un peso proteico de 18 kDa. Ideal para la investigación del estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MTH1
Observaciones/Alias	MTH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4521
GeneID	4521
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-200 de MTH1 humano (P36639).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P36639
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo