

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mthfd2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13995

Número de artículo: CM0017762



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MTHFD2 humano (metilenetetrahydrofolato deshidrogenasa/ciclohidrolasa bifuncional) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el metabolismo mitocondrial de un carbono.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTHFD2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NMDMC; MTHFD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10797
GeneID	10797
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-250 de MTHFD2 humano (NP_006627.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13995
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo