

Anticuerpo Policlonico Anti-Mtmr14 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nce2

Número de artículo: CM0029610

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra MTMR14, una fosfatidilinositol-3,5-bisfosfato 3-fosfatasa que desfosforila PI3P y PI(3,5)P2. Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación de señalización lipídica y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTMR14 Rabbit pAb
Notas/Alias	C3orf29; MTMR14
Especie	Humano
GeneID (humano)	64419
GeneID	64419
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 335-500 de la MTMR14 humana (NP_001070993.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NCE2
Peso de la Proteína	72kDa
Envío	Bolsa de hielo