

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Myd88 [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99836

Número de artículo: CM0003029



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra MyD88 humana, validado para WB, IHC-P, ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de inmunidad innata y señalización por TLR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-MyD88 de conejo [validado por KO]
Notas / Alias	WM1; IMD68; MYD88D; 88
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4615
ID del gen	4615
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de MyD88 humana (NP_002459.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99836
Peso de la proteína	15kDa/20kDa/28kDa/31kDa/33kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo