

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mieloperoxidasa (Mpo) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05164

Número de artículo: CM0006460



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la mieloperoxidasa (MPO) humana, validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta MPO en muestras de humano, ratón y rata; ideal para investigación en inflamación e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Mieloperoxidasa (MPO)
Observaciones/Alias	MPO; mieloperoxidasa; Mieloperoxidasa (MPO)
Especies	Humano
GeneID (humano)	4353
GeneID	4353
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05164
Peso Molecular de la Proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo