

Anticuerpo Monoclonal Anti-MyL12B Para Wb, If/Icc, Elisa - O14950

Número de artículo: CM0009058

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra MYL12B (MLC-2A, MRLC2). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre citoesqueleto y motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYL12B mAb de conejo
Observaciones/Alias	MLC-B; MRLC2; MYL12B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	103910
GeneID	103910
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 73-172 de MYL12B humana (O14950).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14950
Peso de la proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo