

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Myl2 Para Wb, If-P, Elisa - P10916

Número de artículo: CM0015303



Introducción

El pAb de conejo MYL2 detecta específicamente la cadena ligera reguladora 2 de la miosina ventricular/c cardíaca en humanos, ratones y ratas. Ideal para aplicaciones de WB, IF-P y ELISA en investigaciones sobre la contracción del músculo cardíaco y la miocardiopatía.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo MYL2
Observaciones/Alias	MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2
Especie	Humano
GeneID (humano)	4633
GeneID	4633
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-166 de MYL2 humano (NP_000423.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P10916
Peso molecular de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo