

Anticuerpo Policlonal Anti-Myo1C Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O00159

Número de artículo: CM0024813



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MYO1C humano, validado para WB, IHC-P, IP y ELISA con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Se dirige a una miosina no convencional involucrada en procesos mediados por actina y en la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-MYO1C
Observaciones/Alias	NMI; MM1b; myr2; Myo1C; MMI-beta; MYO1C
Especie	Humano
GeneID (humano)	4641
GeneID	4641
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00159
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo