


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mioglobina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02144

Número de artículo: CM0006911



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra la mioglobina humana (MYOG; PVALB) está validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio del almacenamiento de oxígeno, la actividad de reductasa de nitrito y la biología del tejido muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Mioglobina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MYOG; PVALB; Mioglobina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4151
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-154 de la mioglobina humana (NP_005359.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02144
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo