

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-N-Cadherina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19022

Número de artículo: CM0014183

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la N-cadherina humana (CDH2, cadherina neural), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de adhesión celular, neurobiología e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-N-cadherina
Observaciones/Alias	CDHN; NCAD; ACOGS; ADHD8; CD325; ARVD14; CDw325; N-cadherina
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1000
ID del gen	1000
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 807-906 de la N-cadherina humana (NP_001783.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P19022
Peso de la proteína	100 kDa
Envío	Bolsa de hielo