

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Naa50 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzz1

Número de artículo: CM0026289



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra N-alfa-acetiltransferasa 50 (NAA50) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de acetilación N-terminal de proteínas, cohesión de cromatina y regulación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NAA50 Rabbit pAb
Notas/Alias	SAN; MAK3; NAT5; NAT13; NAT5P; NAT13P; hNaa50p; NAA50
Especie	Humano
ID del gen	80218
Inmunógeno	Proteína recombinante de fusión que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-169 de la NAA50 humana (NP_079422.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZZ1
Peso de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo