


Anticuerpo Monoclonal Anti-Nav1.5/Scn5A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14524

Número de artículo: CM0009314



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Nav1.5/SCN5A de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Específico para Nav1.5 humano, crucial para la investigación en electrofisiología cardíaca y el desarrollo de ensayos de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Nav1.5/SCN5A
Observaciones/Alias	HB1; HB2; HH1; IVF; VF1; HBBD; ICCD; LQT3; SSS1; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6331
ID del Gen	6331
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 273-357 de Nav1.5/SCN5A humano (NP_000326.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14524
Peso Molecular de la Proteína	227 kDa/223 kDa/221 kDa/225 kDa
Envío	Bolsa de hielo