

Anticuerpo Policlonal Anti-Nbeal2 Para Wb, Elisa - Q6Znj1

Número de artículo: CM0023962

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NBEAL2 validado para WB y ELISA en muestras humanas. Ideal para el estudio de la proteína similar a neurobeachina 2 en la trombopoyesis y el desarrollo de gránulos alfa. 303kDa, UniProt Q6ZNJ1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NBEAL2 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	GPS; BDPLT4; NBEAL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23218
GeneID	23218
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1800-2100 de la NBEAL2 humana (NP_055990.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6ZNJ1
Peso de la Proteína	303kDa
Envío	Bolsa de hielo