

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nbs1/Nbn Para Wb, Ip, Elisa - O60934

Número de artículo: CM0004434



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NBS1/NBN humano, validado para WB, IP, ELISA. La nibrina es un componente del complejo MRN esencial para la reparación de roturas de doble cadena de ADN y el mantenimiento de telómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Anti-NBS1/NBN de conejo
Observaciones/Alias	ATV; NBS; P95; NBS1; AT-V1; AT-V2; NBS1/NBN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4683
GeneID	4683
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 655-754 de NBS1/NBN humano (O60934).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O60934
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo