

Anticuerpo Policlonalito Anti-Ncam1/Cd56 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13591

Número de artículo: CM0030658



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NCAM1/CD56 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Esencial para la investigación de adhesión neural y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NCAM1 / CD56 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4684
GeneID	4684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 759-858 de NCAM1 / CD56 humano (NP_851996.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo