

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ncs1 Para Wb, Elisa - P62166

Número de artículo: CM0031081



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra NCS1 humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de sensores de calcio neuronales, investigación de plasticidad sináptica y análisis de señalización por calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NCS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FLUP; FREQ; NCS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23413
GeneID	23413
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de NCS1 humana (NP_055101.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62166
Peso Molecular	22kDa
Envío	Bolsa de hielo