

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufa4L2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrx3

Número de artículo: CM0017208

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NDUFA4L2 humano (COXFA4L2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre hipoxia y mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDUFA4L2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NUOMS; MISTRH; COXFA4L2; NDUFA4L2
Especie	Humano
GenelD (humano)	56901
GenelD	56901
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-87 de NDUFA4L2 humano (NP_064527.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NRX3
Peso proteico	10 kDa
Envío	Bolsa de hielo