

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufa6 Para Wb Y Elisa - P56556

Número de artículo: CM0028747



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NDUF6 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación del complejo I mitocondrial y estudios de la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUF6 Conejo pAb
Observaciones/Alias	B14; LYRM6; CI-B14; MC1DN33; NADHB14; NDUF6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4700
GeneID	4700
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-154 de NDUF6 humano (NP_002481.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56556
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo