

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufaf2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N183

Número de artículo: CM0014972

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a NDUFAF2 (B17.2L, mimitina), un factor de ensamblaje del complejo I mitocondrial. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Para investigación de enfermedades mitocondriales y cilios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDUFAF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MMTN; B17.2L; MC1DN10; mimitin; NDUFA12L; NDUFAF2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	91942
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-169 de NDUFAF2 humano (NP_777549.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N183
Peso molecular	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo