


## Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufc2 Para Wb, Elisa - 095298

Número de artículo: CM0029564



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NDUFC2 (subunidad B14.5b del Complejo I) para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de la cadena respiratoria mitocondrial.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | NDUFC2 Rabbit pAb                                                                                                |
| Observaciones/Alias | HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADHDH2; CI-B14.5b; NDUFC2                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                           |
| ID del Gen (Humano) | 4718                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de NDUFC2 humano (NP_004540.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                              |
| SWISS               | O95298                                                                                                           |
| Peso de la Proteína | 14kDa                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                   |